

aus Ö. Verhütungskoffer / gesamt
a 1707

DIGITALES FRAUENTHERMOMETER

Lsophia



L-SOPHIA Eine wunderbare Entwicklung der modernen Technologie!

Sie brauchen keine Aufzeichnungen mehr zu führen, denn es speichert und berechnet automatisch für Sie. L-SOPHIA hilft der Frau von heute mit der Natur zu harmonisieren. L-SOPHIA das Frauenthermometer dem Sie vertrauen können.

Die Vorteile:

- Meßgenauigkeit des oralen Fühlers: $\pm 0.02^\circ\text{C}$
- Speicher für 6 Zyklen oder 210 Tage, die sogar einzeln abgerufen werden können
- Digitale Anzeige aller Daten, auch graphisch in Sekundenschnelle
- Einfache Handhabung
- Automatische Weckvorrichtung, die Sie an das Messen erinnert
- Zeigt die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage an
- Berechnet bei Schwangerschaft den voraussichtlichen Geburtstermin
- Auch als normales Digital-Fieberthermometer zu verwenden (ohne Speicherung)
- Kompakt, leicht, attraktives Gehäuse, paßt in Ihre Handtasche und ist daher einfach, auch auf Reisen mitzunehmen.
- In Österreich amtlich zugelassen und einzeln amtlich geeicht.

Technische Daten


Art der Messung:	Thermofühler, Messung unter der Zunge
Meßbereich:	$35.00 - 40.00^\circ\text{C}$
Meßgenauigkeit:	bei $35 - 38^\circ\text{C}$: $\pm 0,05^\circ\text{C}$ bei $38 - 40^\circ\text{C}$: $\pm 0,10^\circ\text{C}$
Temperaturanzeige:	Digitalziffern in $0,01^\circ\text{C}$ Digitale Balkengraphik in $0,05^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur:	$0 - 40^\circ\text{C}$
Aufbewahrungstemperatur:	$- 10^\circ\text{C}$ bis $+ 50^\circ\text{C}$
Größe:	$136 \times 125 \times 31 \text{ mm}$
Gewicht:	ca. 280 g
Batterien:	2 Lithium Batterien CR 2330, 1 Lithium Batterie CR 1220 (Lebensdauer der Hauptbatterie ca. 1 Jahr)
Ausführliche, deutschsprachige, bebilderte Gebrauchsanweisung	

Erhältlich in Apotheken und medizinischem Fachhandel



Das Frauenthermometer **L-SOPHIA** wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache Möglichkeit zu geben, schnell und präzise die Tage zu ermitteln, an denen eine Schwangerschaft möglich ist bzw. Sie eine Schwangerschaft vermeiden können. Außerdem können Sie über Tasten gewisse Vorkommnisse in den Speicher des Gerätes eingeben (z.B. Blutung, Regelbeschwerden, Geschlechtsverkehr, Fieber, Einnahme von Medikamenten etc.), sodaß Sie über 6 Monate hindurch genaue Aufzeichnungen haben. Die abgespeicherten Daten können einzeln ziffernmäßig abgerufen werden. Außerdem werden sie graphisch in der Form eines Balkendiagrammes dargestellt, sodaß Sie sofort einen Gesamtüberblick haben.

Hier nun einige Beispiele der Anzeigen:


1. Anzeige über einen stattgefundenen Eisprung




2. Verzögerung des Eisprunges bzw. Schwangerschaft liegt vor



3. Anzeige des voraussichtlichen Geburtstermines



4. Anzeige des Beginns der Menstruation



5. Anzeige der fruchtbaren Tage

